



#	DESSIN	DESCRIPTION	QTÉ
1	285-0200-193	Attache Poteau Soluté Pour Rail De Table	1
2	285-0200-465	Tube Poteau De Soluté Vet Table	1
3	285-0200-467	Crochet Double Poteau De Soluté Vet Table	2
4	840-0050-020	Socket head SS 1/4-20 x 3/4"	1
5	850-134089	KNOB 1/4	1
6	850-DP875	Cap 7/8 Cords	2
7	980-0134-097	Molette, Absorbeur	1



 <b>DISPOMED</b>		
DESSINATEUR	NOM	DATE
	Marc-André Germain	2024-08-28

**EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL**  
 CE DESSIN EST PRÊTE À LA CONDITION QU'IL NE SOIT NI REPRODUIT, COPIÉ OU DÉTRUIT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, ET QU'IL NE SOIT PAS EMPLOYÉ DANS SONT ENSEMBLE OU EN PARTIE DANS LE BUT D'AIDER OU DE FOURNIR DES INFORMATIONS DANS LA PRÉPARATION DE DESSINS, DE COPIES, D'APPAREILLES OU D'UNE DE LEURS PARTIES. L'APPROBATION DE CE DESSIN SERA COMME L'ACCEPTATION DES CONDITIONS CI-DESSUS ÉNONCÉES. COMME UN DROIT DE PROPRIÉTÉ EXCLUSIF DE CE DESSIN DE DISPOMED LTÉE

**Sauf avis contraire, briser toute les arrêtes vive.**

**TOLERANCES:**  
 ANGLES USINES:  $\pm 0.5^\circ$   
 ANGLES PLI:  $\pm 1^\circ$   
 FRACTIONS:  $\pm 1/64$ "  
 DEUX DECIMALES:  $\pm .010$ "  
 TROIS DECIMALES:  $\pm .005$ "  
 FINITION: 120

VET-TABLE  
 DESCRIPTION:  
**POTEAU SOLUTÉ ASSEMBLÉ**

**P/N: 285-0200-225**

ÉCHELLE 1:3

FORMAT: A

QTÉ

REV  
**A**



MASSE  
 2.99